

ジルコニアバー®

レジンマテリアル研削の新提案



は

白い刃っていいな



レジン研削に優れた性能を発揮します。

- ハイブリッドレジン
- コンポジットレジン
- テック
- 義歯床用レジン
- 軟性裏覆材
- ステント



すべりの良さに“技”がある。

刃裏面(削った後に、切粉がバーに触れる面)ひとつひとつを丁寧に研磨仕上げすることで、研削時にも円滑に回転し摩擦熱をもちにくく、耐久性にも優れています。



接触面の滑りがよく、熱を持ちにくい。

切削面に“技”がある。

弊社が長年カーバイドバーを製造してきたノウハウを活かし、ジルコニア専用^①に刃の形状を開発しました。その刃の形状によって強度と切削効率の両立を実現しました。



よく削れ、削った面もきれい。

切粉に“技”がある。

ジルコニアが帯電しにくい材料なので、カーバイドバー等でレジンを削った切粉に比べ、切粉が静電気を帯びません。そのことによって軽くはいたり、エアーだけでレジンの切粉をおとすことができます。



切粉が手や服にまとわりつかない。

清潔感のある、白。

全長(mm)	526
作業部 L×φ(mm)	145×60
刃の形状	クロスカット



DD6-Zr20 DD6-Zr28

白に“技”がある。

従来の金属色と違い、白いジルコニア製なので、清潔感を演出できます。また刃に切粉が付きにくく清掃性も良好です。

歯科技工用カーバイド研削器具
ハーディアロイバー
品番: DD6-Zr20 (Fine)
DD6-Zr28 (Super Fine)
包装・価格(税別):
●1本入り = 6500円

一般医療機器 28B3X10005000001

JANコード:
DD6-Zr20 1本入り = 4571243041304
DD6-Zr28 1本入り = 4571243041311

※色調は印刷のため、現品と若干異なります。
※価格は標準価格です(消費税は含まれておりません)。
※掲載の価格は2014年6月現在の物です。

ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読み下さい。

製造販売元



株式会社マシンツール中央
MACHINE TOOL CHUO
HYOGO JAPAN

〒663-8241 兵庫県西宮市津門大塚町7-5
Tel: 0798-37-0270 Fax: 0798-37-0230
www.mt-chuo.jp