

プロ品質を、もっと身近に

歯科用二次硬化機

CURE⁺



希望小売価
260,000円(税込)

実際の販売価格は販売店により異なる場合があります

簡単ワークフロー



プリセットされた材料名を選ぶだけ。
一流デンタルレジンメーカー
の最適硬化プロファイルを
インストール済。

生体適合性



フラッシュ硬化と熱制御を
組み合わせた高度な硬化
テクノロジーで最高水準の
安全性を実現。

スピード硬化



110W/36個のLEDで
高光度キュア
波長385nm/405nm/365nm
ヒーター機能搭載。

多様な歯科技工に対応した、スピーディーで効率的なポスト・キュアリング

クラウン、ブリッジ、サージカルガイド、咬合スプリントなどの歯科技工物を数分～安全に二次硬化。
短納期歯科治療を実現するために設計された、スピーディーな硬化。

フラッシュキュア & ヒート：5分～11分



サージカルガイド



クラウン&ブリッジ



咬合スプリント



ハイブリッド・デンチャー

キュア&ヒート：10分～15分



デンタルモデル

フラッシュキュア&ヒート：20分



デンチャーベース

キュア：20分～25分



ジンジバマスク

すぐれた生体適合性と機械特性の向上で 進化する歯科技工

波長365nm、385nm、405nm

幅広い波長域で、あらゆる歯科材料に最適な硬化を実現。

高光度 フラッシュキュア

表面を過剰硬化させることなく、より深く、より速く、二次硬化。

ヒーター機能搭載

60℃で制御されたヒーターにより、硬化を早め、
ポリマー結合を強固にして機械的特性を向上させます。



オープンなバリデーションシステム 検証済最適硬化プロファイル

Cure+本体内に、業界をリードするレジンメーカー各社の
レジン毎の硬化プロファイルがプリセットされています。
お好みのレジンプロファイルの追加登録も可能。



Cure+ 簡単4ステップ



Step 1

造形物をキュアチャンバーに
入れる。



Step 2

プリセットされた材料名を
選ぶだけ。



Step 3

二次硬化開始、
後はCure+におまかせ。



Step 4

すばやく、二次硬化完了。

仕様

硬化テクノロジー フラッシュキュア+熱制御
LED 波長 365, 385, 405 nm
LED パワー 110W
光源 36 個のLED ライト
ヒーター 80W, 60 °C

最大容量 12 x 12 x 5 cm
製品サイズ 23 x 33.5 x 26 cm
製品重量 7.3kg
タッチスクリーン 5インチ
電源要件 100~240 VAC/50~60 Hz
Max:3A

販売名：Phrozen Cure+ (フローズン キュアプラス)

一般的名称：歯科技工用重合装置

医療機器届出番号：28B3X10005000127

販売元

MACHINE TOOL CHUO

株式会社マシンツール中央
〒663-8241
兵庫県西宮市津門大塚町7-5

TEL 0798-37-0270
MAIL mtc@mt-chuo.jp
WEB <https://mt-chuo.jp>



販売店・お問い合わせ