

JP 6.6[®]

精密な模型製作をサポート

- ・接着材フリー
- ・石膏の収縮を考慮
- ・2Wayのメタルピン

JPメタルピンは2種類の使い方ができます。

- ・モデルピン(支台兼用)
- ・アプロキシマルピン(隣接用)



模型の付外しの際の抵抗(硬さ)を調整できる。

JPドリルで穴を開ける深さを調整(max)(Gmin)することで硬さの調整ができます。

- ・深い深さ：ソフト
- ・浅い深さ：ハード



深い	標準	浅い	
+		-	穴の深さ
			ピンとスリーブの位置
ソフト	標準	ハード	抵抗(硬さ)

JP 6.6

JP-39-140計 ¥18,500	JPドリル		1本
	JPメタルピン		200本
	オープンスリーブ		100個
	クローズスリーブ		100個
	JPドリルガイド		1個
JP-CS1000 ¥30,000	JPメタルピン		1000本
	オープンスリーブ		1000個
JP-CS1000 ¥30,000	JPメタルピン		1000本
	クローズスリーブ		1000個
JP-MP1000 ¥20,000	JPメタルピン		1000本
JP-Drill ¥9,000	JPドリル		1本
JP-DG ¥3,500	JPドリルガイド		1個

標準品寸大です。



※JPメタルピンは標準品寸大で表示してありますが、仕様は別記の通りです。
※穴の深さは標準品寸大で表示してありますが、仕様は別記の通りです。
※穴の深さは標準品寸大で表示してありますが、仕様は別記の通りです。

精密な模型製作を
サポートするシステム

JP 6.6[®]
germany.



CAD/CAM
インプラント
分割模型